



la série noble

soins intensifs de néonatalogie

Les avantages du produit

- Totalemment personnalisé pour satisfaire les besoins du personnel de soins
- Muni de rails verticaux et horizontaux pour une meilleure gestion des équipements
- S'adapte aux niveaux 1, 2 et 3 de soins de néonatalogie
- Conception avec comptoir, tablettes et espaces de rangement
- Panneaux amovibles pour faciliter l'entretien et l'ajout de services éventuellement
- Les services de gaz médicaux et électriques sont installés de façon efficace à des hauteurs différents et des angles différents si nécessaire, permettant ainsi un accès sans obstruction

Les disciplines


Soins intensifs de néonatalogie

les caractéristiques du produit



- ① Disponibles dans les configurations suivantes: dos à dos, autoportante et murale
- ② Muni de rails verticaux et horizontaux résistant aux éraflures pour une meilleure gestion des équipements
- ③ Pour en faciliter l'installation, les services de gaz médicaux et électriques se retrouvent en un point de raccordement unique;
- ④ L'unité est personnalisée rencontrant ainsi vos besoins spécifiques
- ⑤ La position des points d'utilisation des gaz médicaux et des prises électriques est aussi personnalisée
- ⑥ Comprend un meuble sur roulettes et à trois tiroirs
- ⑦ 2000 choix de couleur de stratifiés parmi la gamme offerte par Formica et Wilson Art

dessin typique



Nous vous invitons à visiter notre site web à www.amico.com où vous retrouverez toutes les spécifications techniques, les méthodes d'installation, les dessins détaillés sur AutoCAD et plus encore sur les produits Amico.

représenté par: