



# la série regal

## le module mural **encastré**

### Les avantages du produit

- Encastré réduisant ainsi l'encombrement au dessus du lit
- Idéal pour les chambres de moindre surface
- Muni de rails pour une meilleure gestion des équipements
- Disponible avec ou sans chevrons
- De dimensions variables répondant aux besoins en espace et au design de la pièce
- La quantité des points d'utilisation des gaz médicaux et des services électriques et leur positionnement sont personnalisés

### Les disciplines


Urgence  
Post Partum  
Soins généraux  
Radiologie

## les caractéristiques du produit



- ① Pour en faciliter l'installation, les services de gaz médicaux et électriques se retrouvent en un point de raccordement unique
- ② Rails intégrés pleine longueur pour les accessoires et résistant aux stries
- ③ Le module excède le mur d'à peine 3/4"
- ④ 2000 choix de couleur de stratifiés parmi la gamme offerte par Formica et Wilson Art (paint finish available also)

## dessin typique



Nous vous invitons à visiter notre site web à [www.amico.com](http://www.amico.com) où vous retrouverez toutes les spécifications techniques, les méthodes d'installation, les dessins détaillés sur AutoCAD et plus encore sur les produits Amico.

représenté par: