



# la série regal

## le module mural de surface


### Les avantages du produit

- Configuration verticale réduisant l'encombrement au dessus du lit
- Muni de quatre rails pour une meilleure gestion des équipements
- Accès maximisé à tous les côtés du lit
- Un point de raccordement unique pour les services électriques et les services de gaz médicaux
- Modifiable pour des besoins futurs

### Les disciplines


Soins intensifs  
Soins intensifs néonataux  
Urgence  
Post Partum  
Salle de réveil  
Soins généraux  
Radiologie  
Procédures spéciales

## les caractéristiques du produit



- ① Disponible pleine hauteur ou 3/4", ou 5/8, ou 1/2"
- ② Largeurs standards: 19" – 28" – 38" – peut aussi être personnalisée
- ③ Quatre rails pleine longueur pour les accessoires et résistant aux stries
- ④ La position des points d'utilisation des gaz médicaux et des prises électriques est personnalisée
- ⑤ à l'aide d'un caniveau de surface, on peut y installer un pied de positionnement de lit et une lampe de lit
- ⑥ 2000 choix de couleur de stratifiés parmi la gamme offerte par Formica et Wilson Art
- ⑦ Pour en faciliter l'installation, les services de gaz médicaux et électriques se retrouvent en un point de raccordement unique
- ⑧ Valance décorative optionnelle

## dessin typique



Nous vous invitons à visiter notre site web à [www.amico.com](http://www.amico.com) où vous retrouverez toutes les spécifications techniques, les méthodes d'installation, les dessins détaillés sur AutoCAD et plus encore sur les produits Amico.

représenté par: