

les spécifications

Le grognard à distance permettra à l'utilisateur de recevoir à distance un signal d'alarme audio. Un signal visuel est offert en option. Lorsqu'un signal d'alarme est donné, une lumière DEL rouge clignote et l'alarme audio se déclenche; L'unité demeurera en condition d'alarme jusqu'à ce que le problème soit corrigé.

Le grognard à distance se jumelle aux systèmes avertisseurs Amico suivants:

le système avertisseur de zone Alert 2;

le système avertisseur central Alert 2 ;

le système avertisseur 2 dans 1.




AVEC LUMIÈRE DEL: A2-REM-AL-LED



SANS LUMIÈRE DEL: A2-REM-ALARM

projet



les numéros de modèles

Grogard à distance:
 Grogard à distante avec DEL rouge:
 Plaque de finition avec boîtier arrière électrique:

A2-REM-ALARM
A2-REM-AL-LED
O-WAL-BLANK

NOTE: Le grognard à distance s'installe avec les points d'utilisation muraux d'Amico

représenté par: