



La conception des systèmes avertisseurs Amico permet une mise à niveau des systèmes avertisseurs existants; transformez les vôtres en système avertisseur central, système avertisseur de zone ou système avertisseur combiné de Amico.

Plusieurs compagnies se sont retirées de ce domaine ou ont cessé de manufacturer leurs systèmes avertisseurs. Alors que les pièces d'entretien de ces systèmes sont devenues très rares et même non disponibles, les mises à niveau de Amico deviennent la solution que vous recherchez depuis longtemps. Les produits de mise à niveau de Amico vous permettent de rénover vos installations sans pour autant ni briser les murs ni changer la tuyauterie. Les produits Amico sont conçus de sorte que le boîtier arrière existant est réutilisé. Tout en conservant la configuration du système existant, ces produits de mises à niveau permettent d'améliorer le rendement du système avertisseur tout en lui donnant l'allure d'un neuf.

Existant

Existant





Nouveau

Nouveau



Existant

Existant



Nouveau

Nouveau



projet

Existant

Système intégré Medaes



Nouveau

Système Alert-2 de Amico



Existant

Système Oxequip



Nouveau

Système Alert-2 de Amico



Existant

Système analogue Puritan Bennett



Nouveau

Système Alert-2 de Amico



Existant

Système numérique Puritan Bennett



Nouveau

Système Alert-2 de Amico



représenté par: