



les caractéristiques

- Les queues de cochon sont en cuivre flexible et dotées de clapet de non retour.
- La pression de service est de 2100kPa.
- L'orifice du raccord CGA permet l'installation d'un pressostat.
- Un support mural est inclus.
- Le collecteur s'installe en coin pour maximiser l'espace.
- Le robinet d'isolation principal en est un à haute pression.
- Le collecteur est muni d'un régulateur à grand débit.
- Le collecteur simplex de Amico est conforme aux codes CSA/NQ/NFPA-99.

les numéros de modèles

M-SIMP-E-XX-GAS

Remplacez les XX par le nombre de cylindres.

Remplacez <<Gas>> par le gaz choisi.

Exemple : 10 cylindres - air médical = M-SIMP-E-10-AIR

Cylindres	Longueur hors tout du collecteur	
2	26 [660]	
4	39 [991]	
6	52 [1321]	Air médical
8	65 [1651]	Oxygène
10	78 [1981]	Dioxyde de carbone
12	91 [2311]	Protoxyde d'azote
14	104 [2642]	Azote
16	117 [2972]	
18	130 [3302]	
20	143 [3632]	

M-PRSW-RES

Pressostat réglé @ une pression décroissante de 160 kPa.

projet

représenté par: