


les caractéristiques

- boîtier de surface pour montage mural de point d'utilisation unique
- s'adapte à tous les points d'utilisation de console Amico
- support en acier (peinture au four) 18 jauge fixé au mur afin de retenir la partie brute du point d'utilisation à raccorder au réseau de distribution de gaz médical
- un point d'utilisation de gaz médicaux et un couvercle de plastique ABS blanc ignifuge complète le tout.
- le boîtier de surface est aussi disponible pour le service de gaz médicaux en IRM



projet

les dimensions & les numéros des modèles



représenté par: