

Support pour Équipement

Les Spécifications



Les Spécifications:

- Tablettes d'équipement ajustables pouvant soutenir jusqu'à 150 lb chacune
- Porte arrière à charnière offrant un accès facile aux composants intérieurs et permettant un entretien sans tracas
- Poignée de commande intuitive permettant une manipulation facile du support pour équipement
- La console est personnalisable à 100 % avec un choix varié de prises électriques, de gaz médicaux et de prises de transmission de données
- Rails intégrés à l'avant et à l'arrière de la console permettant l'installation de multiples accessoires

Rails d'Équipements Intégrés



Intégrés aux tablettes et aux tiroirs, les rails d'équipements intégrés permettent l'installation de multiples accessoires directement sur le support pour équipement

Tablettes du Support pour Équipement



Chaque tablette peut soutenir jusqu'à 150 lb. Elles sont installées sur le rail intégré et l'utilisateur peut les ajuster à la position désirée

Tiroirs du Support pour Équipement



Pouvant contenir jusqu'à 15 lb et doté d'une Fermeture Automatique