

Bassinets

Série Connor



Options de Configuration

2 Cabinet door



BB-CDR-TM

3 Étagères



BB-CD3-TM

1 Tiroir



BB-CD1-TM

Pas de étagères




BB-CD0-TM

Personnalisez votre Bassinettes

Caractéristiques et Options



Conservation prolongée



Matelas ignifuge
(26 po L x 12 po W x 2 po H)



Baignoire pour bébé
(26,5 po L x 13 po W x 10 po H)

Dimensions Standard

Hauteur totale (étage pour gérer): 38,5 po (97,8 cm)

Largeur totale: 31 po (78,7 cm)

Roulettes : 3 po (7,6 cm) 2 verrouillage, 2 pivot

Hauteur du sol au sommet de matelas (sol pour bébé) : 33,25 po (84,5 cm)

Profondeur totale: 17,75 po (45 cm)