

Características:

- Línea completa de Flujómetros, desde modelos neonatales hasta para adultos
- Disponible en tipos Thorpe y dial estándar
- Conexión estándar de 1/8" FNPT, pero también puede ser ajustada con diferentes adaptadores y accesorios para responder a sus necesidades específicas
- Opciones para resonancia magnética (MRI) disponibles
- Disponible en colores US e ISO
- Es el flujómetro con el cuerpo de bronce cromado más pequeño y liviano de la industria
- Tubo interno y etiquetado con codificación de color
- Fácil de mantener
- Perilla en forma de "D" sin bandas
- Incluye un filtro de entrada y una extensión de entrada



Flujómetros con montaje doble o bloque en Y



Flujómetro no removible

Doble salida con flujómetros

Accesorios:



Humidificador reutilizable



Humidificador desechable



Conexiones giratorias/
tipo árbol de Navidad



Toma de potencia

Diseño Tipo Dial



Flujómetros tipo dial para oxígeno



Flujómetros tipo dial para aire medicinal

Características:

- Disponible para oxígeno en 25, 15, 8 y 4 LPM
- Disponible para aire médico en 25 y 15 LPM
- El más pequeño y liviano de la industria
- El incremento más pequeño es 1/32
- Etiquetas con codificación de color para gases específicos
- Protegido por una cubierta de aluminio anodizado
- Ventana fácil de leer


Especificaciones Técnicas del Tipo Thorpe

Características físicas				
Dimensiones	5.6" H x 2.7" W (14.22 cm x 6.86 cm)			
Peso	6 oz (170 g)			
Rango de flujo	Oxígeno:	0 - 70 LPM	Aire Medicinal:	0 - 70 LPM
		0 - 15 LPM		0 - 15 LPM
	0 - 8 LPM			
	0 - 3.5 LPM			
	0 - 1 LPM			
	0 - 200 CC			
<ul style="list-style-type: none"> • Presión trasera compensada para que la exactitud del flujo no se vea afectada por las restricciones • Calibrado a 50 psi • Serializado para facilitar la identificación 				

Especificaciones Técnicas del Tipo Dial

Rango de flujo	Oxígeno:	0 - 25 LPM	0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
		0 - 15 LPM	0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15
	0 - 8 LPM	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
	0 - 4 LPM	0, 0.03, 0.06, 0.12, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4	
	Aire Medicinal:	0 - 15 LPM	0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15
	0 - 25 LPM	0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25	
<ul style="list-style-type: none"> • Calibrado a 50 psi • Serializado para facilitar la identificación 			

Número de Modelo FMX-XXY-XX(YY)*



** Se aplican algunas restricciones

