

# FLUJOMETRO DE AMICO




## CARACTERISTICAS:

- Cuerpo de plastico.
- La válvula de control es compensada con presión posterior para que la exactitud de flujo no sea afectada por restricciones causadas por humectadores, ventiladores, etc.
- Vidrio negro pulido hace un excelente contraste con el tubo de flujo.

## INFORMACION PARA ORDENAMIENTO:

**Oxígeno - 0.15 LPM**

1/8" NPT Hembra    **S-FMP-15-O-NPT**  
 DISS Macho        **S-FMP-15-O-DIHT**  
 OHMEDA            **S-FMP-15-O-OHM**  
 CHEMETRON        **S-FMP-15-O-CHE**



## ESPECIFICACIONES DE FLUJOMETRO:

<u>L.P.M.</u>	<u>GAS</u>	<u>ESCALA</u>	<u>EXACTITUD</u>	<u>PRESION MAX.</u>	<u>FLUJO</u>
0-15	Oxígeno	Dual-taper 0.5-6 LPM 6-15 with flood	0.25 LPM 0.5-6 LPM 0.50 LPM 6-15 LPM	100 psi	70 LPM

## PROYECTO:

---



---



---



21-121 Granton Drive, Richmond Hill, Ontario, L4B 3N4, Canada  
 Phone: (905) 764-0800, Fax: (905) 764-0862, Web Site: <http://www.amico.com/>

